


Digital Bathroom Scale


Model HD-357

- Eng** INSTRUCTIONS FOR USE
- D** BEDIENUNGSANLEITUNG
- F** NOTICE D'UTILISATION
- NL** AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK
- I** ISTRUZIONI PER L'USO.
- E** INSTRUCCIONES DE USO
- P** MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. (Fig.1)



2. (Fig.2)



Eng
This device features radio interference suppression in compliance with EC Regulation 2004/108/EC.

D
Dieses Gerät ist funktentstört gemäß EC Bestimmung 2004/108/EC.

F
Cet appareil est conforme à la directive européenne n° 2004/108/CEE en vigueur et relative à la compatibilité électromagnétique des dispositifs électroniques.

NL
Dit apparaat beantwoordt aan de EEG voorschriften 2004/108/EEG inzake radiostringsonderdrukking.

I
Questo apparecchio è conforme alla direttiva CE n° 2004/108/CEE in materia di compatibilità elettromagnetica dei dispositivi elettronici.

E
Este aparato presenta supresión de radiointerferencias de acuerdo con el Reglamento 2004/108/EC.

P
Este aparelho caracteriza-se pela supressão de interferência a rádio, em cumprimento ao Regulamento 2004/108/EC da CE.

©2008 Tanita Corporation All Rights Reserved.
HD357611(O)

Eng INSTRUCTIONS FOR USE

1. Specifications:

Capacity : 150 kg / 23 st 8 lb / 330 lb
Graduation : 0.1 kg / 0.2 lb / 0.2 lb
Battery Type : CR2032 x 2

2. Parts (Fig.1)

- a) Body
- b) Display
- c) Battery (Bottom)
- d) Carpet Feet

3. Before Use

- 1) The scale should be used on a hard even surface for accurate weighing.
- 2) Use carpet feet when the scale is used on soft surface (such as rugs or carpeting with piles less than 1/4"(6mm)).
- 3) Select your preferred weight mode using the Weight Mode Switch.

4. Weighing

- 1) Gently push down the middle of the platform with your foot and release the pressure to activate the scale.
 - 2) When "0.0" appears in the display, step onto the platform, and stand still.
 - 3) Within seconds your weight will flash and then lock.
 - 4) The scale will turn off automatically after 30 seconds.
- Note : The LCD will display "OL", if the weight is over 150 kg, / 23 st 8 lb / 330 lb, and will turn off after 30 seconds. If irregular display appears while measuring, reset the scale by removing and reinserting the batteries.

5. Replacing the Batteries

When the low battery sign "Lo" appears on the LCD, remove the current batteries and replace them with a fresh set as indicated in Fig2.

6. Care Instructions

- 1) Be careful not to open the scale or tamper with its mechanism or circuitry. These actions will void all warranty coverage.
- 2) Take care not to spill water or chemical liquids onto the scale. Wipe the scale with a damp cloth periodically.
- 3) When not used for long periods of time, remove the batteries to prevent damage.
- 4) Do not use this scale while operating transmitters (such as a cell phone), as this may affect your results.

Federal Communications Commission and Canadian ICES Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and Canadian ICES-003. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Produktdaten

Kapazität : 150 kg
Teilung : 0.1 kg
Batterieart : CR2032 x 2

2. Bestandteile (Abb.1)

- a) Wiegeplattform
- b) Digitalanzeige
- c) Batteriefach (unten)
- d) Teppichfüße

3. Vorbereitungen vor gebrauch

- 1) Sie sollten die Waage auf hartem, ebenen Untergrund verwenden, um ein präzises Wiegen zu gewährleisten.
- 2) Verwenden Sie dann Teppichfüße, wenn die Waage jeweils an einer weichen Oberfläche verwendet wird (wie z. B. Vorleger oder Bodenbelagstoffe mit Flocken von weniger als 6mm).

4. Wiegen

- 1) Drücken Sie zuerst vorsichtig mit dem Fuß auf die Mitte der Wiegefläche und entlasten Sie diese danach zur Aktivierung der Waage.
 - 2) Steigen Sie bei Erscheinen von „0.0“ auf der Anzeige auf die Plattform.
 - 3) Innerhalb von wenigen Sekunden bewegt sich Ihr Gewicht blitzartig und dann wird es festgestellt.
 - 4) Nach 30 Sekunden wird die Waage automatisch abgestellt.
- Anmerkung: Das LCD zeigt dann „OL“ an, wenn das Gewicht über 150 kg liegt, und nach 30 Sekunden wird es abgestellt. Wenn während der Messung irreguläre Anzeige erscheint, dann stellen Sie die Waage durch Entfernung und Wiedereinsetzung der Batterien zurück.

5. Batteriewechsel

Wenn das Zeichen „Lo“ bei zu niedriger Batteriekapazität auf dem LCD erscheint, dann entfernen Sie die vorliegenden Batterien und ersetzen Sie sie durch einen frischen Satz, wie in Fig. 2 angegeben.

6. Pflegeanleitung

- 1) Die Waage sollte weder geöffnet werden, noch sollte an ihrem Mechanismus oder Stromkreis hantiert werden, da ansonsten jede Garantie erlischt.
- 2) Es sollte vermieden werden, Wasser oder chemische Flüssigkeiten auf die Waage zu schütten. Die Waage sollte regelmäßig mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- 3) Wenn sie die Waage lange nicht benutzen, sollte die Batterie entfernt werden, um Schäden zu vermeiden.
- 4) Nehmen Sie nicht Maße beim Verwenden der übermittler, wie bewegliches Telefon, das Messwerte beeinflussen kann.

Hinweis der Federal Communications Commission bzw. Canadian ICES

Diese Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für FCC-Richtlinien für Digitalgeräte (Klasse B von Teil 15) sowie Canadian ICES-003. Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz gegen schädliche Störeinflüsse in Wohngebieten. Das Gerät erzeugt und verwendet Radiofrequenzen. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß installiert wird, kann dies zu Störungen im Funkverkehr kommen. Dies ist jedoch keine Garantie, daß bei einer bestimmten Installation keine Funkstörungen auftreten. Falls das Gerät beim Radio- oder Fernsehempfang Funkstörungen auslöst – was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes ermittelt werden kann – kann der Benutzer durch die folgenden Maßnahmen Abhilfe schaffen:

- Drehen Sie die Antenne oder stellen sie diese an einem anderen Ort auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine andere Steckdose als an jene des Receivers an.
- Sprechen Sie mit Ihrem Händler oder einen Fernsehtechniker, wenn Sie das Problem nicht selbst lösen können.

Veränderungen

Die FCC- Richtlinien sagen aus, daß alle Modifikationen, die nicht ausschließlich von Tanita gebilligt werden, das Benutzerrecht für den Betrieb des Gerätes ungültig machen.

Hinweis:
Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen

Batterien:
Pb Pb = Batterie enthält Blei
Cd Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg Hg = Batterie enthält Quecksilber

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet gebrauchte oder ausgelaufene Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen, in Ihrer Stadt oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden, und speziell gekennzeichnete Sammelbehälter aufgestellt sind. Bei Verschrottung des Gerätes sind die Batterien zu entnehmen und müssen ebenfalls bei Sammelstellen abgegeben werden.

F NOTICE D'UTILISATION

1. Specifications

Capacité : 150 kg
Graduation : 0.1 kg
Type de batterie : CR2032 x 2

2. Composants (Fig.1)

- a) Corps de l'appareil
- b) Ecran d'affichage
- c) Dessous de l'appareil (insertion des piles)
- d) Pieds à moquette

3. Avant utilisation

- 1) Le pese-personne doit être utilisé sur une surface dure et plane pour une pesée précise.
- 2) Utiliser les pieds à moquette lorsque la balance est utilisée sur une surface moelleuse (comme un tapis ou de la moquette d'une épaisseur de moins de 6mm).

4. Pesée

- 1) Appuyez doucement sur le centre du plateau avec le pied et relâchez, pour activer le pese-personne.
 - 2) Lorsque « 0.0 » s'affiche à l'écran, montez sur la balance.
 - 3) Au bout de quelques secondes, votre poids s'affichera puis sera déterminé.
 - 4) La balance s'éteindra automatiquement après 30 secondes.
- Remarque : L'afficheur ACL affichera "OL" si le poids est supérieur à 150 kg et s'éteindra après 30 secondes. Si un affichage irrégulier apparaît lors de la mesure, redémarrer la balance en retirant et en insérant à nouveau les piles.

5. Changement des piles

Lorsque le signe de faible niveau des piles "Lo" apparaît sur l'afficheur ACL, retirer les piles et les remplacer par des nouvelles comme indiqué en Fig2.

6. Conseils d'entretien

- 1) N'essayez pas d'ouvrir le pese-personne, de toucher à son mécanisme ou circuit sous peine d'annuler toute couverture de garantie.
- 2) Veillez à ne pas déverser d'eau ou de produits chimiques liquides sur l'appareil. Essuyez régulièrement le pese-personne avec un torchon humide.
- 3) Si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, enlevez les piles pour éviter tout dommage.
- 4) N'utilisez pas d'émetteurs, par exemple un téléphone mobile, pendant que vous vous pesez. Cela risque d'affecter les valeurs affichées.

Avis de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) et de l'institut canadien ICES

Cet appareil a été vérifié et jugé conforme aux limites fixées pour un appareil numérique de classe B, selon la partie 15 des Règles de la FCC et la réglementation canadienne ICES-003. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les résidences. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, à défaut d'être installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de nuire aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'il n'y aura aucune interférence dans une installation donnée. Si cet appareil nuit à la réception de la radio ou de la télévision, ce que l'on peut déterminer en mettant l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger la situation en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise reliée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien spécialisé en radio et télévision.

Modifications

La FCC exige que l'utilisateur soit avisé du fait que toute modification apportée à l'appareil sans l'approbation de Tanita Corporation risque d'entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à se servir de l'appareil.

NL AANWIJZINGEN VOOR GEBRUIK

1. Specificaties

Capaciteit : 150 kg
Schaalverdeling : 0.1 kg
Het batterij type : CR2032 x 2

2. Onderdelen (Fig.1)

- Behuizing
- Display
- Batterij (onderzijde)
- Tapijt Voetjes

3. Voorbereidingsmaatregelen

- Plaats de weegschaal op een harde, vlakke ondergrond om nauwkeurig te wegen.
- Gebruik tapijt voetjes wanneer de weegschaal gebruikt wordt op een zachte ondergrond (zoals vloerkleed of tapijt met pool hoogte minder dan 6 mm).

4. Wegen

- Tap zachtjes in het midden van het weegplateau met uw voet en haal uw voet van de weegschaal af om de weegschaal in te schakelen.
- Stap op het weegplateau wanneer "0.0" op het scherm verschijnt.
- Binnen seconden zal je gewicht knipperen en daarna vastgehouden worden.
- De weegschaal zal automatisch na 30 seconden uitschakelen.
N.B.: In het LCD scherm verschijnt "OL" wanneer het gewicht meer dan 150kg is, en zal na 30 seconden uitschakelen.
Bij onregelmatige weergave in het scherm bij meten, reset de weegschaal door batterijen te verwijderen en terug te plaatsen.

5. Batterijen vervangen

Wanneer het lage spanning teken "Lo" verschijnt in het scherm, verwijder de batterijen en vervang deze met nieuwe zoals weergegeven in Fig. 2.

6. Onderhoudsinstructies

- Probeer niet de weegschaal niet te openen en geen reparaties of wijzigingen uit te voeren aan het mechanisme of het elektrische systeem. Mocht u zich daaraan niet houden dan verliest u uw garantie.
- Zorg ervoor geen water of chemische vloeistof op de weegschaal te morsen. Reinig de weegschaal af en toe met een vochtige doek.
- Als de weegschaal gedurende langere tijd niet wordt gebruikt moeten de batterijen worden verwijderd om schade te voorkomen.
- Neem geen metingen terwijl het gebruiken van zenders, zoals mobiele telefoon, die lezingen kan beïnvloeden.

Kennisgeving van de FCC (Federale Communicatie Commissie van de VS) en de Canadese ICES

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de voorwaarden voor een digitaal toestel van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC Regels en volgens de Canadese ICES-003. Deze voorwaarden zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke invloeden bij opstelling in een huiselijke omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en geeft radiogolven af en wanneer het niet wordt opgesteld en gebruikt volgens de instructies, kan het een storende invloed uitoefenen op communicatie via radiogolven. Er kan echter geen garantie gegeven worden dat in een bepaalde opstelling geen storende invloed ondervonden wordt. Als deze apparatuur een te grote storende invloed heeft op uw radio en televisie ontvangst, hetgeen u kunt controleren door deze apparatuur uit en dan weer aan te zetten, kunt u wellicht de storende invloed verminderen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Verdraai of verplaats de antenne voor ontvangst.
- Vergroot de afstand tussen deze apparatuur en de ontvanger.
- Sluit deze apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag uw dealer of een ervaren radio/ TV installateur om hulp.

Wijzigingen

Wijzigingen of modificaties die zijn aangebracht zonder toestemming van Tanita Corporation kunnen de bevoegdheid van de gebruiker dit toestel te gebruiken aantasten.

Representative

Tanita Europe B.V.
Holland Office Centre, Kruisweg 813-A
2132NG Hoofddorp, the Netherlands
Tel: +31 (0) 23-5540188
Fax: +31 (0) 23-5579065
www.tanita.eu

Tanita UK Ltd.
The Barn, Philpots Close, Yiewsley,
Middlesex, UB7 7RY UK
Tel: +44 (0) 1895 438577
Fax: +44 (0) 1895 438511
www.tanita.co.uk

I ISTRUZIONI PER L'USO.

1. Specifiche

Capacità : 150 kg
GraduaZIONE : 0.1 kg
Tipo della batteria : CR2032 x 2

2. Parti (Fig.1)

- Corpo
- Display
- Batteria (Base)
- Piedini per Tappeti

3. Preparazioni prima dell'uso

- Per una pesatura accurata, la bilancia deve essere usata su una superficie dura ed uniforme.
- Utilizzare il piedini per tappeti con la bilancia posta su di una superficie morbida (come tappetini o tappezzeria con pelo non superiore a 6mm)

4. Pesata

- Spingere leggermente il centro della piattaforma con il piede e rilasciare la pressione per attivare la bilancia.
- Quando "0.0" viene visualizzato, salire sulla piattaforma.
- Per qualche istante il vostro peso lampeggerà finché non si fermerà.
- La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi.
NB: Il display a cristalli liquidi visualizzerà "OL" se il peso supera i 150 kg e si spegnerà dopo 30 secondi. Qualora si riscontrassero delle visualizzazioni irregolari durante la misurazione, resettare la bilancia e rimuovere e reinserire le batterie.

5. Sostituzione delle batterie

Quando l'indicazione di batteria scarica "Lo" appare sul display rimuovere le batterie correnti ed inserirne delle nuove come mostrato nella figura 2.

6. Avvertenze

- Nessuna responsabilità può essere imputata al costruttore per interventi non eseguiti da personale non autorizzato e per eventuali danneggiamenti conseguenti all'impiego di parti di ricambio non originali.
- Per la pulizia non versare liquidi o solventi sullo strumento ma usare un panno umido.
- Togliere le batterie se non si usa lo strumento per un lungo periodo.
- Non prenda le misure mentre usando i trasmettitori, quale il telefono mobile, che può interessare le letture.

Aviso della FCC (Commissione Federale statunitense per le Comunicazioni) e ICES (Standard canadese per apparecchiature che causano interferenze).

Questo apparecchio è stato collaudato e dichiarato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC e della norma canadese ICES-003. Questi limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni.

Tuttavia, non vi sono garanzie che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Se questo apparecchio causasse interferenze alla ricezione radio o televisiva – cosa che può essere accertata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – si consiglia di provare a correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- collegare l'apparecchio ad una presa o ad un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio o televisione per ottenere assistenza.

Modifiche

La Commissione Federale (FCC) richiede che l'utente sia informato che qualsiasi cambiamento o modifica apportata a questo apparecchio non espressamente approvata dalla Tanita Corporation può annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

Manufacturer

Tanita Corporation
1-14-2, Maeno-Cho
Itabashi-Ku, Tokyo, Japan 174-8630
Tel: +81(0)-3-3968-2123
Fax: +81(0)-3-3967-3766
www.tanita.co.jp
ISO 9001 Certified

Tanita

Corporation of America Inc.
2625 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005 USA
Tel: +1-847-640-9241
Fax: +1-847-640-9261
www.tanita.com

E INSTRUCCIONES DE USO

1. Especificaciones

Capacidad : 150 kg
Escala : 0.1 kg
Tipo de la batería : CR2032 x 2

2. Componentes (Fig.1)

- Báscula
- Pantalla
- Pila (en la base)
- Pila (en la base)

3. Preparaciones antes del uso

- La báscula debe utilizarse en una superficie plana y dura para obtener un peso preciso.
- Use los pies de la alfombra cuando se usa la báscula en la superficie suave (como las alfombras o alfombrado con la pelusa menos de 6mm).

4. Pesada

- Presione ligeramente con el pie el centro de la plataforma de pesaje y libere la presión para activar la báscula.
- Cuando aparezca "0.0" en la pantalla, súbase a la báscula.
- Dentro de unos segundos se encenderá su peso y entonces se cerrará.
- La báscula se apagará automáticamente después de 30 segundos.
Nota : En la pantalla LCD aparecerá " OL", si el peso supera los 150 kg, y se apagará transcurridos 30 segundos. Si aparece irregularidad en la pantalla cuando está midiendo, restablezca la báscula quitando y reinsertando las pilas.

5. Sustitución de la pila

Cuándo el símbolo "Lo", que denota que la carga de la pila está baja, aparece en la pantalla LCD, quite las pilas actuales y reemplácelos con un juego fresco como se indica en la Fig.2.

6. Instrucciones de mantenimiento

- No abrir la báscula ni interferir con el mecanismo o circuito ya que estas acciones anularán la cobertura de garantía.
- Tener cuidado de no derramar agua ni ningún líquido químico en la báscula.
- Si no se usa durante un largo tiempo, quitar las pilas para que no estropeenla bascvle.
- No realice mediciones mientras unitiza transmisores, como teléfonos portátiles, que puedan afectar a las lecturas obtenidas.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. y de la ICES de Canadá

Se han hecho pruebas de este equipo, y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC y de la ICES-003 canadiense. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina, en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, entonces se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto a aquél al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico con experiencia en radio o televisión, para que le proporcione ayuda.

Modificaciones

La FCC requiere que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación que se efectúe a este dispositivo, que no sea aprobado expresamente por Tanita Corporation, podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Tanita

Health Equipment H.K.Ltd.
Unit 301-303 3/F Wing On Plaza
62 Mody Road, Tsimshatsui East
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2838 7111
Fax: +852 2838 8667

P MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. Especifica es

Capacidade : 150 kg
Graduação : 0.1 kg
Tipo da bateria : CR2032 x 2

2. Acess ó rios (Fig.1)

- Corpo
- Visor
- Bateria (Fundo)
- Pés para tapete

3. Antes de utilizar

- A balança deve ser colocada numa superfície plana e não escorregadia, para uma medição correcta.
- Use pés para tapete quando a balança é usada em superfície mole ou acarpelada (como carpetes ou tapetes com fibras menores que 1/4 pol (6mm).)
- Seleccione o modo de peso preferido, utilizando o selector de modo de peso.

4. Pesar

- Pressione suavemente a parte central da plataforma com o pé e reduza a pressão para activar a balança.
- Quando "0.0" aparecer no mostrador, suba na plataformra.
- Em alguns segundos, o seu peso será mostrado primeiro piscando, e logo fixo.
- A balança é desligada automaticamente após 30 segundos.
Nota: O mostrador indica "OL" se o peso for maior que 150 kg, e a balança é desligada após 30 segundos. Se for mostrado algo irregular, reinicie a balança, retirando e recolocando as baterias.

5. Substituição das pilhas

Quando a mensagem de falta de bateria "Lo" for mostrada no visor de cristal líquido, troque as baterias com pelas novas, como mostra Fig 2.

6. Instruções de manutenção

- Não tente abrir a balança ou interferir no respectivo mecanismo ou circuitos. Se o fizer, anulará a garantia.
- Ter todo o cuidado em não entornar água ou químicos sobre a balança. De tempos a tempos limpe a balança com um pano húmido
- Caso não utilize a balança por muito tempo, retire as baterias para evitar danos.
- Não faça exame de medidas ao usar transmissores, tais como o telefone móvel, que pode afetar leituras.

Nota da Comissão Federal de Comunicações e da ICES Canadense

Este equipamento foi testado e foi comprovado que cumpre as limitações exigidas aos aparelhos digitais da classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC e da ICES-003 Canadense. Estes limites são determinados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia em frequência de rádio; e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências Zprejudiciais às comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que não haverá interferências prejudiciais em uma particular instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar essa interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio ou televisão para obter ajuda.

Modificações

A FCC exige que o usuário seja notificado de que caso seja feita qualquer mudança ou modificação neste aparelho que não seja expressamente aprovada pela Tanita Corporation, o usuário pode perder o seu direito de operar o equipamento.