

Remote Display D-8000 INSTRUCTION MANUAL

1. Table of Contents

2. Safety Notes.....	1	5. Troubleshooting.....	4
3. Part Names.....	2	6. Specifications.....	4
4. Setup.....	2		

2. Safety Notes

Caution Symbols

For optimum performance and safety, please familiarize yourself with the Caution Symbols below. These symbols are designed to alert the user to potential hazards when using this equipment. Ignoring these Caution Symbols may result in serious injury, or damage to the product. Please be sure to review before proceeding with the INSTRUCTION MANUAL.

 **WARNING** This symbol indicates the possibility of serious injury if the product is mishandled or instructions are ignored.

 **CAUTION** This symbol indicates the possibility of physical injury or equipment damage if instructions are ignored.

 This symbol indicates general precautions that should be taken when using this product.

WARNING

- To reduce the risk of electric shock or product damage, never insert or remove the AC adapter with wet hands.
- Do not under any circumstances dismantle or alter the device, as this could result in electric shock or injury as well as adversely affecting the precision of measurement.
- To prevent a fire hazard use only a correctly wired outlet, and do not use a multiple outlet extension cable.

CAUTION

- Do not insert or remove the AC plug by the cable.
- Do not place a finger into any gap or any hole of the equipment. You may be injured.

Maintenance


Please observe the following instructions.

- If the equipment is moved to a place with a temperature difference of 10°C (18°F) or more, leave it for at least two (2) hours before use.
- Avoid subjecting the equipment to excessive shocks or vibrations.
- Never disassemble or adjust the equipment, as this may cause malfunctions.
- When not in use for an extended period of time, unplug the AC adapter from the power outlet.
- Do not wipe the equipment with corrosive chemicals (benzene, acetone, etc.). Please use a neutral detergent to clean the equipment.
- Do not use mobile phones or microwave therapy equipment near this equipment.


3. Part Names

Check Included Items



D-8000



AC adapter




- Instruction (CD or Leaflet)
- Warranty
- Registration Card




Stand (Rear)

Extend the stand when standing up on a table, etc.



Battery Box

Please use 6 AA alkaline batteries.




DC Jack Port

Please use the included AC adapter.

<Key Functions>


- ① **ON**Turns unit on.
- ② **OFF**Turns unit off.
- ③ **SET**Sets item.
- ④ **▲ ▼**Used to make selections and enter items.
- ⑤ **FUNCTION**Used to enter the ANT#.
- ⑥ **kg / lb**Switches displayed units.

4. Setup




When Using Batteries

- (1) Loosen the display unit battery box screw, and slide the box out.
- (2) Follow the markings on the case and insert 6 AA alkaline batteries.
- (3) Securely close the battery box and tighten the screw.



When Using the AC Adapter

- (1) Insert the dedicated AC adapter into the DC jack port of the display unit.
- (2) Plug the AC adapter into a wall outlet.




<Setting the Serial Number>

Before proceeding, make sure that the WB-8000RW and D-8000 are within 17 feet (5m) of each other.

The serial number must be set in order for the WB-8000RW and the D-8000 to communicate.

The same assigned serial number should be set for the WB-8000RW as for its corresponding D-8000.


This must be performed when using the device for the first time, or when using the D-8000 with a different WB-8000RW. If it is not performed, measurement values will not be displayed on the D-8000.



1. Press **FUNCTION** on the D-8000 .
2. When "Func1" appears, press **SET** .

3. "Pin1" will be displayed.◦
[When configuring the WB-8000RW for the first time]
You can register up to 4 WB-8000RWs in advance.
Press **▲ ▼** to select the Pin* number you wish to register (Pin1 to Pin4), and press **SET** .
*Pin : Preset Input Number

4. When the top half of the LCD blinks, press **▲ ▼** to enter the 5 digit number printed on the bottom of the WB-8000RW (see figure below). Press **SET** to move to the next number.



5. After entering every digit, press **SET** .

[When configuring a WB-8000RW which has previously been registered]

When the Pin number of a WB-8000RW whose serial number has previously been registered is displayed, the top half of the LCD will show the registered serial number.

Press the **▲ ▼** keys to select the desired Pin number (5 digit serial number), and press **SET** .

Press **SET** .

6. When "done" appears, the configuration process is complete.
 - * To register a different serial number with a different Pin, repeat the process from step 1.
 - * The D-8000 cannot be connected simultaneously to multiple WB-8000RWs. To measure using a different WB-8000RW, set the correct Pin and then perform the measurement.
 - * To register a different serial number for a Pin to which a serial number has already been assigned, overwrite the existing serial number with the new serial number, and press **SET** .

5. Troubleshooting

If you are concerned that the scale may not be functioning correctly, please check the following points before requesting repairs.

Problem	Check Points
"-----" is not displayed when the D-8000 is turned on.	<ul style="list-style-type: none"> • Incorrect Pin input for the device you are trying to use. • The device is off. • The device's mode is set to USB ONLY • The device is not in standby mode
Err C is shown	<ul style="list-style-type: none"> • A transmission error has occurred. Turn the display off.
Err is shown	<ul style="list-style-type: none"> • An error has occurred. Turn the display off.
Lo is shown	<ul style="list-style-type: none"> • Replace the batteries.

6. Specifications

Model		D-8000
Indication	Elements	7 segments - 5 upper, 4 lower
Input	Number of Keys	7 keys
	Height	90cm - 250cm (1cm increments) 3feet - 8feet2inch (0.5inch increments)
Size		159 x 209 x 56 mm 6.3 x 8.2 x 2.2inch
Power Source		AC adapter (included) DC9V 300mA 6 x LR6 - AA Alkaline Battery (Not included)
Power Consumption		0.2W
Temperature Range of usage		5°C to 35°C 41°F to 95°F

USA and Canada

Federal Communications Commission and Canadian ICES Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules and Canadian ICES-003. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Tanita Corporation may void the user's authority to operate the equipment.

TANITA® Corporation of America, Inc.

2625 South Clearbrook Drive Arlington Heights, Illinois 60005, USA Tel: +1 847-640-9241 FAX: +1 847-640-9261 <http://www.tanita.com>

<Manufacturer>

TANITA® Corporation

1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan Tel: +81 (0) 3-3968-2123 / +81 (0) 3-3968-7048 FAX: +81 (0) 3-3967-3766 <http://www.tanita.co.jp>

TANITA Europe B.V.

Holland Office Centre, Kruisweg 813-A,
2132NG Hoofddorp, the Netherlands
Tel: +31 (0) 23-5540188
FAX: +31 (0) 23-5579065
<http://www.tanita.eu>

TANITA Health Equipment H.K.LTD.

Unit 301-303, 3/F Wing On Plaza, 62 Mody Road,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2838-7111
FAX: +852 2838-8667

TANITA India Private Limited

Unit 502 of 'A' Wing, Mittal Commercias,
Marol, Andheri East,
Mumbai 400059, INDIA
TEL: +91 22 65340426

Remote Display
D-8000
MANUEL D'UTILISATION




1. Table des matières

2. Remarques sur la sécurité	5	5. Dépannage	8
3. Nom des pièces	6	6. Spécifications	8
4. Setup	6		

2. Safety Notes

Symboles de mise en garde

Pour des performances et une sécurité optimales, familiarisez-vous avec les Symboles de mise en garde ci-dessous. Ces symboles sont conçus pour attirer l'attention de l'utilisateur sur les dangers potentiels lors de l'utilisation de cet appareil. Le non-respect de ces Symboles de mise en garde peut entraîner des blessures graves ou endommager le produit. Etudiez sans faute ces Symboles avant d'aborder le MANUEL D'UTILISATION.

-  **AVERTISSEMENT** Ce symbole indique la possibilité de blessure grave si le produit est incorrectement utilisé ou si les instructions sont ignorées.
-  **ATTENTION** Ce symbole indique la possibilité de dommages physiques ou de dommages à l'équipement si les instructions sont ignorées.
-  Ce symbole indique les précautions générales à prendre lorsque ce produit est utilisé.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire le risque de choc électrique ou de dommage au produit, n'insérez ou ne retirez jamais l'adaptateur secteur CA avec des mains humides.
- Ne démontez ou ne modifiez jamais l'appareil en raison du risque de choc électrique, de blessure ou d'effets néfastes sur la précision des mesures.
- Pour la prévention des risques d'incendie, n'utilisez qu'une prise à câblage correct et n'utilisez pas de rallonge multiprise.

ATTENTION

- N'insérez ou ne retirez pas la fiche CA par le câble.
- Ne placez jamais de doigt dans un interstice ou orifice quelconque de l'équipement en raison du risque de blessure.

Entretien


Ce produit est un appareil de précision calibré avec soin. Veuillez respecter les instructions suivantes.

- Si l'équipement est déplacé vers un endroit où la différence de température est de 10°C (18°F) ou plus, attendez au moins deux (2) heures avant l'utilisation.
- Evitez de soumettre l'équipement à des chocs ou vibrations excessifs.
- Ne démontez ou ne réglez jamais l'équipement en raison du risque de dysfonctionnement.
- En cas de non-utilisation pour une certaine période, débranchez l'adaptateur secteur CA de la prise de courant.
- N'essayez pas l'équipement avec des produits chimiques corrosifs (benzène, acétone, etc.) Utilisez un détergent neutre pour nettoyer l'équipement.
- N'utilisez pas de téléphone mobile ou d'équipement de thérapie aux micro-ondes près de cet équipement.


3. Nom des pièces

Vérifiez les éléments inclus

D-8000




Adaptateur secteur CA



Manuel (CD ou brochure)



Garantie

Carte d'enregistrement




Stand (arrière)

Déployez le pied en position debout sur une table, etc



Compartiment à piles

Utilisez 6 piles alcalines AA.




Prise pour connecteur CC

Utilisez l'adaptateur CA inclus.

<Fonctions clés>

- ① **ON**Met l'appareil sur.
- ② **OFF**Désactive l'unité.
- ③ **SET**Définit élément.
- ④ **▲ ▼**Utilisé pour effectuer des sélections et entrer des éléments.
- ⑤ **FUNCTION**Permet d'entrer l'ANT#.
- ⑥ **kg / lb**Commutateurs afficher les unités.

4. Setup




Lorsque vous utilisez les piles.

- (1) Desserrez la vis du compartiment à piles de l'appareil et faites-le glisser vers l'extérieur.
- (2) Insérez 6 piles alcalines AA en suivant les marques sur le compartiment.
- (3) Fermez soigneusement le compartiment à piles et serrez la vis.



Lorsque vous utilisez l'adaptateur secteur CA

- (1) Insérez l'adaptateur secteur CA spécifique dans la prise pour fiche jack CC de l'unité d'affichage.
- (2) Branchez l'adaptateur secteur CA dans une prise murale.




<Configurez le numéro de série.>

Avant de commencer, assurez-vous que le WB-8000RW et le D-8000 sont dans un rayon de 5m (17 pieds) l'un de l'autre.

Le numéro de série doit être configuré pour que le WB-8000RW et le D-8000 puissent communiquer.

Le même numéro de série assigné doit être configuré pour le WB-8000RW et son D-8000 correspondant.

Cette opération doit être effectuée lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois, ou lorsque le D-8000 est utilisé avec un WB-8000RW différent. Si l'opération n'est pas effectuée, les valeurs des mesures ne seront pas affichées sur le D-8000.



1. Appuyez sur la touche **FUNCTION** du D-8000.
2. Lorsque "Func1" apparaît, appuyez sur **SET**.


3. "Pin1" s'affichera.
[Lorsque vous configurez le WB-8000RW pour la première fois]

Vous pouvez enregistrer d'avance jusqu'à 4 WB-8000RW.

Appuyez sur **▲** **▼** pour sélectionner le numéro Pin* que vous souhaitez enregistrer (Pin1 à Pin4) et appuyez sur **SET**.

*Pin : Numéro d'entrée préconfiguré (Preset Input Number)

4. Lorsque la moitié supérieure de l'écran LCD clignote, appuyez sur **▲** **▼** pour entrer le numéro à 5 chiffres imprimé en-dessous du WB-8000RW (voir figure ci-dessous). Appuyez sur **SET** pour aller au numéro suivant.



5. Après avoir entré chaque chiffre, appuyez sur **SET**.

[Lorsque vous configurez un WB-8000RW qui a déjà été enregistré]

Lorsque le numéro Pin d'un WB-8000RW dont le numéro de série a déjà été enregistré est affiché, la moitié supérieure de l'écran LCD indique le numéro de série enregistré.

Appuyez sur les touches **▲** **▼** pour sélectionner le numéro Pin désiré (numéro de série à 5 chiffres), et appuyez sur **SET**.

Appuyez sur **SET**.

6. Lorsque "done" apparaît, le processus de configuration est terminé.

* Pour enregistrer un numéro de série différent avec un numéro Pin différent, répétez le processus depuis l'étape 1.

* Le D-8000 ne peut être connecté simultanément à plusieurs WB-8000RW. Pour des mesures avec un WB-8000RW différent, configurez le numéro Pin correct et effectuez la mesure.

* Pour enregistrer un numéro de série différent pour un numéro Pin auquel un numéro de série a déjà été assigné, écrasez le numéro de série existant avec le nouveau numéro de série et appuyez sur **SET**.

7. Dépannage

En cas de doute sur le fonctionnement correct du pèse-personne, vérifiez les points suivants avant de demander une réparation.

Problème	Points à vérifier
"-----" ne s'affiche pas lorsque le D-8000 est mis en marche.	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée de numéro Pin incorrect pour l'appareil que vous voulez utiliser. • L'appareil est éteint. • L'appareil est configuré en mode USB ONLY. • L'appareil n'est pas en mode attente.
Err C s'affiche sur le D-8000	• Une erreur de transmission s'est produite. Eteignez l'écran.
Err s'affiche sur le D-8000	• Une erreur s'est produite. Eteignez l'écran.
Lo s'affiche sur le D-8000	• Remplacez les piles.

6. Spécifications

Modèle		D-8000
Indication	Éléments	7 segments - 5 supérieures, inférieur 4
Contribution	Nombre de touches	7 touches
	hauteur	90cm - 250cm (1cm incréments) 3feet - 8feet2inch (0,5inch incréments)
taille		159 x 209 x 56 mm 6,3 x 8,2 x 2,2inch
Alimentation		Adaptateur secteur CA (inclus) CC 9V 300mA 6 piles alcalines LR6 - AA (non incluses)
Consommation		0,2W
Plage de température d'utilisation		5°C à 35°C 41°F à 95°F

TANITA® Corporation of America, Inc.

2625 South Clearbrook Drive Arlington Heights, Illinois 60005, USA Tel: +1 847-640-9241 FAX: +1 847-640-9261 <http://www.tanita.com>

<Manufacturer>

TANITA® Corporation

1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan Tel: +81 (0) 3-3968-2123 / +81 (0) 3-3968-7048 FAX: +81 (0) 3-3967-3766 <http://www.tanita.co.jp>

TANITA Europe B.V.

Holland Office Centre, Kruisweg 813-A,
2132NG Hoofddorp, the Netherlands
Tel: +31 (0) 23-5540188
FAX: +31 (0) 23-5579065
<http://www.tanita.eu>

TANITA Health Equipment H.K.LTD.

Unit 301-303, 3/F Wing On Plaza, 62 Mody Road,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2838-7111
FAX: +852 2838-8667

TANITA India Private Limited

Unit 502 of 'A' Wing, Mittal Commercia,
Marol, Andheri East,
Mumbai 400059, INDIA
TEL: +91 22 65340426

Remote Display
D-8000
Manual de instrucciones



1. Índice




2. Advertencias de seguridad.....	9	5. Resolución de problemas.....	12
3. Descripción.....	10	6. Características técnicas.....	12
4. Configurar.....	10		

2. Advertencias de seguridad

Símbolos de precaución

Para obtener resultados óptimos en cuanto a funcionamiento y seguridad, familiarícese con los siguientes símbolos de precaución. Estos símbolos están diseñados para alertar al usuario sobre posibles peligros al utilizar este aparato. Si no se presta atención a los símbolos de precaución se pueden sufrir lesiones graves o causar daños al aparato.

Asegúrese de leer esta sección antes de proseguir con el MANUAL DE INSTRUCCIONES.

-  **ADVERTENCIA** Este símbolo indica la posibilidad de sufrir lesiones graves si se utiliza incorrectamente el aparato o si se incumplen las instrucciones.
-  **PRECAUCIÓN** Este símbolo indica la posibilidad de sufrir lesiones físicas o causar daños al equipo si se incumplen las instrucciones.
-  Este símbolo indica las precauciones generales que se deben adoptar al utilizar este aparato.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o de producir daños en el aparato, nunca conecte o desconecte el adaptador de CA con las manos húmedas.
- No desmonte ni altere el aparato bajo ninguna circunstancia, pues podría producirse una descarga eléctrica o causar lesiones, además de afectar negativamente a la precisión de las mediciones.
- Para evitar el riesgo de incendio use solamente un enchufe cableado correctamente y no utilice un cable de extensión con varias tomas de corriente.

PRECAUCIÓN

- No conecte ni desconecte el enchufe de CA empujando o tirando del cable.
- No introduzca los dedos en los agujeros o aberturas de este aparato. Podría sufrir lesiones.

MANTENIMIENTO


Este producto se ha fabricado y se ha calibrado con la máxima precisión. Por favor, cumpla las siguientes instrucciones.

- Si traslada este aparato a un lugar con una diferencia de temperatura de 10°C (18°F) o más, espere al menos dos horas (2 h.) antes de usarlo de nuevo.
- No someta el aparato a golpes o vibraciones excesivas.
- Nunca desmonte ni ajuste el aparato, pues podrían producirse anomalías.
- Cuando no lo vaya a utilizar durante un periodo prolongado, desconecte el adaptador de CA de la toma de corriente de la pared.
- No utilice productos corrosivos (bencina, acetona, etc.) para limpiar este aparato. Utilice un detergente neutro para limpiarlo.
- No utilice teléfonos móviles ni equipos médicos de microondas cerca de este aparato.


3. Descripción

Compruebe los elementos suministrados

D-8000





Adaptador de CA



Instrucciones (CD o folleto)


Garantía

Tarjeta de registro




Caseta (abajo)

Extienda el soporte al ponerse de pie sobre una mesa, etc.



Compartimiento de las pilas

Utilice 6 pilas alcalinas AA




Conexión para clavija de CC

Utilice el adaptador de CA suministrado.

<Funciones clave>


- ① **ON**Enciende la unidad.
- ② **OFF**Desactiva la unidad.
- ③ **SET**Establece el punto.
- ④ **▲ ▼**Se utiliza para hacer selecciones e introducir elementos.
- ⑤ **FUNCTION**Se utiliza para entrar en la ANT#.
- ⑥ **kg / lb**Interruptores muestra unidades.

4. Configurar




Usando pilas

- (1) Afloje el tornillo del compartimiento de las pilas y desplácelo hacia afuera.
- (2) Introduzca seis pilas alcalinas AA según indica el grabado de la caja.
- (3) Cierre bien el compartimiento de las pilas y apriete el tornillo.



Usando el adaptador de CA

- (1) Inserte el adaptador de CA adecuado en la conexión para la clavija de CC de la pantalla.
- (2) Conecte el adaptador de CA en una toma de corriente de pared.




<Configuración del número de serie>

Antes de comenzar, asegúrese de que la báscula WB-8000RW y la pantalla D-8000 se encuentran a menos de 5 m (17 pies) una de la otra.

Para que la WB-8000RW y la D-8000 puedan comunicarse entre ellas es necesario asignarles un número de serie.

Tanto la WB-8000RW como su correspondiente D-8000 tienen que tener el mismo número de serie.

Este proceso debe realizarse cuando se utiliza el aparato por primera vez o cuando se use la D-8000 con una WB-8000RW diferente. Si no se realiza, los valores de las mediciones no se mostrarán en la D-8000.



1. Pulse la tecla **FUNCTION** en la D-8000.

2. Cuando aparezca "Func1" pulse **SET**.

3. 1. Aparecerá "Pin1"


[Cuando se configura la WB-8000RW por primera vez]

Se pueden registrar por adelantado hasta cuatro WB-8000RW.

Pulse **▲ ▼** para seleccionar el número de memoria que desee registrar (de la memoria Pin1 a la Pin4), y pulse **SET**.

*PIN: Número de entrada preasignado.

4. Cuando la parte superior de la pantalla LCD parpadee, pulse **▲ ▼** para introducir los cinco dígitos impresos en la cara inferior de la WB-8000RW (vea la figura siguiente). Pulse **SET** para fijar un número y pasar al siguiente.



5. Después de introducidos todos los números pulse **SET**.

[Cuando se configura una WB-8000RW registrada previamente]

Cuando se muestre el número de memoria pin de una WB-8000RW cuyo número de serie ha sido registrado previamente, en la parte superior de la pantalla LCD aparecerá el número de serie que fue registrado.

Pulse las teclas **▲ ▼** para seleccionar los números a introducir en la memoria pin que desee (los cinco dígitos del número de serie), y pulse **SET**.

Pulse **SET**.

6. Cuando aparezca "donE", el proceso de configuración habrá finalizado.

* Para registrar otro número de serie en una memoria diferente, repita el proceso desde el paso 1.

* Una pantalla D-8000 no puede conectarse simultáneamente a varias WB-8000RW. Para realizar mediciones usando una WB-8000RW diferente, introduzca la memoria correcta y realice entonces las mediciones.

* Para registrar un número de serie diferente en una memoria pin a la cual ya se ha asignado un número de serie, sobrescriba el número de serie antiguo con el nuevo número de serie y pulse **SET**.

5. Resolución de problemas

Si le parece que la báscula no funciona correctamente, antes de solicitar su reparación compruebe los siguientes puntos.

Problema	Puntos a comprobar
No se muestra "----" cuando la pantalla D-8000 se pone en funcionamiento.	<ul style="list-style-type: none"> • El número pin no es el correcto en el aparato que trata de usar. • El aparato está apagado. • El aparato está en posición USB ONLY • El aparato no está en posición de espera
Se muestra Err C en la D-8000	• Ha ocurrido un error de transmisión. Apague la pantalla.
Se muestra Err en la D-8000	• Ha ocurrido un error. Apague la pantalla.
Se muestra Lo en la D-8000	• Cambie las pilas.

6. Características técnicas

Modelo		D-8000
Indicación	Elementos	7 segmentos - 5 superior, 4 menores
Entrada	Número de teclas	7 teclas
	Altura	90cm - 250cm (incrementos de 1 cm) 3feet - 8feet2inch (incrementos de 0.5inch)
Tamaño		159 x 209 x 56 mm 6.3 x 8.2 x 2.2inch
Fuente de alimentación		Adaptador de CA (incluido) CC 9V 300mA 4 pilas alcalinas LR6-AA (no incluidas)
Consumo de energía		0,2W
Rango de temperaturas de uso		De 5°C a 35°C De 41°F a 95°F

TANITA® Corporation of America, Inc.

2625 South Clearbrook Drive Arlington Heights, Illinois 60005, USA Tel: +1 847-640-9241 FAX: +1 847-640-9261 <http://www.tanita.com>

<Manufacturer>

TANITA® Corporation

1-14-2, Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo, Japan Tel: +81 (0) 3-3968-2123 / +81 (0) 3-3968-7048 FAX: +81 (0) 3-3967-3766 <http://www.tanita.co.jp>

TANITA Europe B.V.

Holland Office Centre, Kruisweg 813-A,
2132NG Hoofddorp, the Netherlands
Tel: +31 (0) 23-5540188
FAX: +31 (0) 23-5579065
<http://www.tanita.eu>

TANITA Health Equipment H.K.LTD.

Unit 301-303, 3/F Wing On Plaza, 62 Mody Road,
Tsimshatsui East, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2838-7111
FAX: +852 2838-8667

TANITA India Private Limited

Unit 502 of 'A' Wing, Mittal Commercial,
Marol, Andheri East,
Mumbai 400059, INDIA
TEL: +91 22 65340426